


Рекомендованы для перелечивания корневых каналов



Рекомендованы для апикального расширения

		Файлы KID-FILE 1 300 руб			
SAFE OPENER Apt. FE08.016.017	1 уп / 6 шт	16 мм	14 / 17	250 об/мин	2.0 Ncm
K5	1 уп / 4 шт	16 мм	4/20	250-400 об/мин	2-2.5 Ncm
к6		16 мм	4/25	250-400 об/мин	2-2.5 Ncm
К7	1 уп / 4 шт	16 мм	4/30	250-400 об/мин	2-2.5 Ncm
Арт. ГЕ05.016.003	Ad	ссорти KID-FII	.E 1 уп / 4	4 шт (16 мм)	


Система рекомендована для детских молочных зубов

	Файлы NTWO 1 350 _{руб}					
NT20 Apt. FE13.021.206 Apt. FE13.025.206 Apt. FE13.031.206	1 уп / 4 шт	21, 25, 31 MM	4 / 10	250-400 об/мин	2.0 Ncm	0
NT25 Арт. ГЕ13.021.256 Арт. ГЕ13.025.256 Арт. ГЕ13.031.256	1 уп / 4 шт	21, 25, 31 мм	5 / 15	250-400 об/мин	2.0 Ncm	0
NT30 Apt. FE13.021.306 Apt. FE13.025.306 Apt. FE13.031.306	1 уп / 4 шт	21, 25, 31 мм	6/20	250-400 об/мин	2.0 Ncm	0
NT35 Арт. ГЕ13.021.356 Арт. ГЕ13.025.356 Арт. ГЕ13.031.356	1 уп / 4 шт	21, 25, 31 мм	6 / 25	250-400 об/мин	2.0 Ncm	0
Арт. ГЕ13.021.004	A	ссорти NTWO	1 уп / 4 ц	⊔т (21 мм)		
Арт. ГЕ13.025.004	Ассорти NTWO 1 уп / 4 шт (25 мм)					
Арт. ГЕ13.031.004	Ассорти NTWO 1 уп / 4 шт (31 мм)					

Система «один файл», простой и эффективный инструмент

Файлы S-FLEXI 2 000 руб	Т 2 000 руб Файлы S-FLEXI (ассорти) 2 250 руб					
SAFE OPENER Apt. FE08.016.017 1 yn / 6 шт	16 мм	14 / 17	250 об/мин	2.0 Ncm		
ADT. FEO7.021.015 ADT. FEO7.025.015 (1 ym / 6 шт)	21, 25, 31 мм	2-4 / 15	300 об/мин	1.0 Ncm		
SF20/4 Apr. FE01.021.204 Apr. FE01.021.204 Apr. FE01.025.204 Apr. FE01.025.204	21, 25, 31 мм	4/20	400 об/мин	1.5 Ncm		
Apr. FE01.031.204 SF25/4 Apr. FE01.021.254 Apr. FE07.032.254 1 yn / 6 шт	21, 25, 31 мм	4 / 25	400 об/мин	1.5 Ncm		
SF30/4 Apr. FE01 021 304 Apr. FE01 025 304 Apr. FE01 031 304 1 yn / 6 шт	21, 25, 31 мм	4/30	400 об/мин	1.5 Ncm		
SF35/4 ADT. FE01.021.354 ADT. TE01.023.354 ADT. TE01.031.354	21, 25, 31 мм	4 / 35	400 об/мин	1.5 Ncm		
SF25/6 Apr. FE01.021.256 Apr. FE01.031.256 Apr. FE01.031.256	21, 25, 31 мм	6 / 25	400 об/мин	2.0 Ncm		
<u>Арт. ГЕО1.021.007</u> Ас	сорти S-FLEX	(I 1 уп / 7	шт (21 мм)			
Арт. ГЕО1.025.007 Ас	рт. FE01.025.007 Accopти S-FLEXI 1 уп / 7 шт (25 мм)					
Арт. ГЕО1.031.007	Ассорти S-FLEXI 1 уп / 7 шт (31 мм)					

Рекомендованы для первичного эндодонтического лечения



Новая система, которая следует принципам санации корневого канала, бережно воздействует на дентин корня

	Фа	йлы С	OLD-TAPE	R 2 200) руб		
SX	19 мм	sx	300 об/мин	2-3 Ncm			
\$1 Apt. FE03.021.162 Apt. FE03.025.162	25 мм	S1	300 об/мин	2-3 Ncm			
Apr. FE03.031.162 \$2 Apr. FE03.021.92 Apr. FE03.025.192 Apr. FE03.025.192 Apr. FE03.025.192 Apr. FE03.025.192	21, 25, 31 мм	S2	300 об/мин	2-3 Ncm			
Apr. FE03.031.192 F1 Apr. FE03.021.235 Apr. FE03.025.235 Apr. FE03.021.235 Tyn / 6 шт	21, 25, 31 мм	F3	300 об/мин	2-3 Ncm			
Р2 1 4 Apr. ГЕОЗ 021 286 Apr. ГЕОЗ 025 286 Apr.	21, 25, 31 мм	F2	300 об/мин	2-3 Ncm			
F3 Aor F603 021 314 Aor F603 023 31314 Apr F603 023 31314 Apr F603 023 31314 Tyn / 6 шт	21, 25, 31 мм	F3	300 об/мин	2-3 Ncm			
Agr. FE03.021.006 Ассорти GOLD-TAPER 1 ул / 6 шт (21 мм)							
<u>Арт. ГЕ03.025.006</u> Ас	сорти GOLD-Т	APER 1 y	л / 6 шт (25 ми	м)			
Арт. ГЕ03.031.006 Ас	сорти GOLD-Т	APER 1 y	п / 6 шт (31 ми	м)			



Рекомендован для раскрытия устья к. канала

		Файлы REATREAT-FILE 2 300 руб			
RB Арт. ГЕО4.022.207	1 уп / 6 шт	22 мм	7/20	350 об/мин	2.0 Ncm

Рекомендованы специально для простой распломбировки корневых каналов

	Файлы Glyde Master 2 000 руб				
ADT. FE07.021.015 ADT. FE07.031.015 ADT. FE07.031.015 (1 yn / 6 шт)	21, 25, 31 мм	2-4 / 15	300 об/мин	1.0 Ncm	

Рекомендован для создания ковровой дорожки



универсальный инструмент, применяется для прохождения и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых (грубая обработка к.к.)

	Файлы I	K-FILE	200 руб			
K2508 Apr. FE10.021.008 Apr. FE10.025.008 Apr. FE10.031.008	21, 25, 31 мм	ISO 08				
K2510 Apr. FE10.021.010 Apr. FE10.025.010 Apr. FE10.031.010	21, 25, 31 мм	ISO 10				
K2515 ADT. FE10.021.015 ADT. FE10.025.015 ADT. FE10.031.015	21, 25, 31 мм 6 шт	ISO 15				
Apr. FE10.021.020 Apr. FE10.025.020 Apr. FE10.031.020 1 yn /	21, 25, 31 мм 6 шт	ISO 20	грумент			
К2525 Арт. ГЕ10.021.025 Арт. ГЕ10.025.025 Арт. ГЕ10.031.025	21, 25, 31 мм	ISO 25	ручные инструменты			
К2530 Арт. ГЕ10.021.030 Арт. ГЕ10.025.030 Арт. ГЕ10.031.030	21, 25, 31 мм	ISO 30	py			
K2535 ADT. FE10.021.035 ADT. FE10.025.035 ADT. FE10.031.035	21, 25, 31 мм	ISO 35				
К2540 Арт. ГЕ10.021.040 Арт. ГЕ10.025.040 Арт. ГЕ10.031.040	21, 25, 31 мм	ISO 40				
Арт. ГЕ10.021.000 Ас	Арт. ГЕ10.021.000 Ассорти k-FILE 1 уп / 6 шт (21 мм)					
<u>Арт. ГЕ10.025.000</u> Ас	5.000 Ассорти k-FILE 1 уп / 6 шт (25 мм)					
<u>Арт. ГЕ10.031.000</u> Ассорти k-FILE 1 уп / 6 шт (31 мм)						

универсальный инструмент, применяется для прохождения и для расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых (полировка к.к.)

		Файлы с	-FILE	450 руб	
C2506 Apt. FE11.021.006 Apt. FE11.025.006 Apt. FE11.031.006	1 уп / 6 шт	21, 25, 31 MM	ISO 06		
C2508	1 уп / 6 шт	21, 25, 31 мм	ISO 08		
С2510 Арт. ГЕ11.021.010 Арт. ГЕ11.025.010 Арт. ГЕ11.031.010	1 уп / 6 шт	21, 25, 31 мм	ISO 10	ументы	
С2510 Арт. ГЕ11.021.010 Арт. ГЕ11.025.010 Арт. ГЕ11.031.010	1 уп / 6 шт	21, 25, 31 мм	ISO 10	зучные инструменты	
С2512 Арт. ГЕ11.021.012 Арт. ГЕ11.025.012 Арт. ГЕ11.031.012	1 уп / 6 шт	21, 25, 31 мм	ISO 12,5	ручнь	
C2515 Apt. FE11.021.015 Apt. FE11.025.015 Apt. FE11.031.015	1 уп / 6 шт)	21, 25, 31 MM	ISO 15		
Арт. ГЕ11.021.000	ГЕ11.021.000 Ассорти с-FILE 1 уп / 6 шт (21 мм)				
Арт. ГЕ11.025.000	Ассорти с-FILE 1 уп / 6 шт (25 мм)				
Арт. ГЕ11.031.000	Ассорти с-FILE 1 уп / 6 шт (31 мм)				

c-FILE это усиленные и усовершенствованные К-файлы для кальцифицированных и труднопроходимых корневых каналов



* за актуальностью цен следите на нашем сайте www.geosoft.ru или при переходе на электронный прайс по QR-коду


Обследование и диагностика



Набор инструментов обеспечивающий удобство диагностики: поиска очага инфекций, измерения и определения точки трепанации костной ткани



Работа с мягкими тканями, подъем лоскута



Инструменты имеют несколько размеров, позволяют атравматично работать со слизистонадкостничным лоскутом и качественно его отслоить, что позволит минимизировать кровотечение



Работа с верхушкой корня




Набор инструментов с разными рабочими углами, что позволяет в любой ситуации подобраться к зоне апикальной части корневого канала



Кюретаж и очищение грануляционной ткани




Инструменты имеют различные сгибы и размеры рабочей поверхности, что позволит работать как в малых очагах поражения, так и в больших, даже при самом трудном доступе к апикальной части корня



Шприц MTA Carrier

Инструмент из высокопрочной хирургической стали, используемый для аккуратного внесения МТА. Обеспечивает точное размещение материала МТА в необходимом месте: апикальная, хирургия, резорбции, апикальная пробка, пульпотомия, перфорации.



Желаете приобрести эндодонтическую продукцию?

Не знаете на чем остановить свой выбор?

Предлагаем не спешить и воспользоваться

БЕСПЛАТНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ

НАШЕГО ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ВАШЕЙ КЛИНИКЕ

Свяжитесь с нами - договоритесь о дате и времени удобными для вас, наш менеджер приедет к вам в клинику, расскажет и покажет линейку оборудования Goffshtein Dental Development, вы и ваши коллеги сможете испытать их в работе и убедиться на практике в надежности и комфорте наших продуктов

Тел: +7 495 663-22-11

* за актуальностью цен следите на нашем сайте www.geosoft.ru или при переходе на электронный прайс по QR-коду

vk.com/geosoft.endoline 129090, г. Москва, переулок Васнецова, дом 7



